오염지표물질검사 (ATP, Protein)에 의한 환경검사






미생물 모니터링 - 표면청정도 검사



Assessing Surface Hygiene








-Big-

ATP 환경위생검사



ATP란?






- 모든 살아 있는 생물에 존재한다.
- 일반적인 에너지 생산을 위한 분자
 - 세포간 에너지 저장과 이동에 사용됨
 - ATP의 3개의 인산 중 뒤의 두 개의 인산의 결합이 고에너지 결합
- RNA를 만드는 블럭


아데노신: 아데닌이라는 염기에 **D-**리보오스가 결합한 뉴클레오티드














Free ATP (유리 ATP)





세균에서 존재하는 ATP를 제외한 유리되어 있는 ATP






Total ATP (총 ATP)



■ 세균의 세포벽까지 파괴했을 때 나오는 ATP와 유리되어 있는 ATP의 합(Total ATP)

> Total ATP를 측정하여 위생의 수준을 확인하는 방법









Detecting ATP



In cells, ATP loses one or more phosphates to release energy




Fire-fly Luciferase harnesses this energy to produce light






ATP의 측정원리





Calibration curve for ATP



- ▶ ATP의 양이 많아지면 발광도가 일정하게 증가한다.
- ▶ 상대비교 하기 때문에 RLU (Relative Light Units) 값으로 표시한다.



ATP 위생검사



- 결과를 바로 얻을 수 있다. (<mark>30초</mark>)
- ATP는 살아있는 세포에 존재하기 때문에 모든 미생물은 ATP와 연관이 있다.
- ATP는 대부분 식품에 존재한다. 따라서 남아있는 잔류물은 ATP와 연관이 있다.
- 불완전한 세척 뒤에는 많은 양의 ATP가 남아 있어 위생 판단의 기준이 될수 있다.
- 테스트가 쉽다.
- 측정 결과는 ATP에 대해서 정량적으로 선형관계가 있다.



청결도 측정법 용도 및 비교



- 육안검사/ATP/미생물검사
- 목적: 세척 효율을 평가/HACCP과 청소를 위한 SOP를 만족시키는지 확인을 위해서

영국 공장의 예

방법	%부적합 판단
육안검사	42%
ATP	68%
미생물 검사	66%



올바른 세척 확인을 위한 방법 비교



	육안 검사	미생물시험	ATP
신속	✓	Х	The same of the sa
객관적	Х	✓	✓
민감	Х	✓	✓
제품의 잔류물 검출	✓	X	✓
간단	✓	√ (실험실 환경 요구)	✓

"HACCP의 효과적인 사용은 실시간으로 만들어지는 데이터의 사용에 달려있습니다. 이를 훈련된 사용자가 해석하고 수행할 수 있어야 합니다."

Dr. A. C. Baird-Parker 미생물 관련 대표 영국 유니레버 연구실 Journal of Food Control, July 2005



Why use ATP as an indicator for cleanliness?



	Visual assessme nt	Microbiologi cal tests	ATP
Rapid	✓	X	✓
Objective	X	✓	✓
Sensitive	X	✓	✓
Detect product residues	✓	X	√
Simple	✓	X √ (Lab required)	✓



ATP 측정과 미생물 검사 비교



일반세균 검사결과 (배지 분석법)

일반세균 도마 세척과 멸균이 되어 있지 않은 상태.

ATP 측정결과

오염

오염

청 결

식품 잔류물 도마

오염

충분한 멸균과정을 거쳤지만 세척이 충분하지 않아 식품 잔류물이 남아있다.

→이 경우 시간이 지남에 따라 미생물이 오염될 경우 쉽게 증식할 수 있다.


청결 청결 도마 완전히 깨끗한 상태!!!

› 세균의 오염이 아닌 세균, 유기물, 단백질의 오염도를 측정하는 것.









- RLU: Relative Light Units
- CFU: Colony Forming Units



ATP를 이용한 표면 검사 실습



•조리환경 오염도 판정을 위한 ATP 환경오염도 측정기 [HACCP 사후관리용으로 사용허가]





(1)검사표면을 그림과 같 이 문지른다.





(2)그림과 같이 활성화 시킨 후 ATP측정기에 넣 고 측정한다. [10초]



(3) 측정결과값을 기록한다.

검사대상	안전	주의	심각
칼	300 이하	301~599	600 이상
도마	300 이하	301~599	600 이상
행주	200 이하	210~399	400 이상
조리용기	500 이하	501~999	1000 이상
작업자 손	1000 이하	1001~1999	2000 이상

ATP란 모든 세포에 존재하므로 식품유기물, 미생물 등의 오염 존재를 나타내는 지표물질





Typical Surfaces Results

Product surface	Pass	Caution	Fail	샘플 채취방법
작업자 손	<1000	1001-1999	>2000	손바닥, 손가락, 손등과 손톱 부분
칼(칼날)	<150	151-299	>300	칼등 양부분과 칼날
도마(일반용)	<150	151-299	>300	10cm ² 기준으로 전방향
젖가락(Tip)	<150	151-299	>300	Tip 으로부터 10cm ² 까지
국자	<150	151-299	>300	국자 안쪽과 바깥쪽 그리고 손잡이
주걱	<150	151-299	>300	양면모두
야채껍질까개	<150	151-299	>300	양면날 모두
Slicer (면)	<150	151-299	>300	중앙으로부터 10cm 기준으로 양방향 모두
그릇	<150	151-299	>300	중앙 밑 부분으로부터 10cm까지와 그릇의날 부분
방망이(윗부분)	<150	151-299	>300	특히 오염이 많을 것으로 생각되는 곳
소스그릇	<150	151-299	>300	그릇 중앙부분
저울	<150	151-299	>300	10cm ² 기준으로 음식이 닿는부분
조미료통	<150	151-299	>300	접촉이 될수있는 모든 부분
수도꼭지	<150	151-299	>300	수도꼭지 손잡이
싱크대	<150	151-299	>300	싱크대 구석
생선회 용기(안쪽)	<150	151-299	>300	10cm² 기준으로 생선이 놓여지는곳
전자제품 손잡이	<150	151-299	>300	손잡이 안쪽과 바깥 모든부분
손잡이 또는 문 손잡이	<150	151-299	>300	손잡이전체
계산대	<150	151-299	>300	10cm ² 를 기준으로 모든방향
메뉴판	<150	151-299	>300	10cm²를 기준으로 중앙부분
식탁용 조미료 쟁반	<150	151-299	>300	모든면과 특별히 구석부분
테이블	<150	151-299	>300	10cm ² 를 기준으로 중앙부분



ATP를 이용한 표면 검사 실습



		-		-
주전자	<150	151-299	>300	10cm ² 를 기준으로 밑부분, 중간 그리고 윗부분
음식그릇	<150	151-299	>300	10cm ² 를 기준으로 모든방향
주방카운터	<150	151-299	>300	10cm² 를 기준으로 표면과 구석진곳 4군데
건조대	<150	151-299	>300	10cm ² 를 기준으로 모든방향과 건조대 표면
청소용 물	<150	151-299	>300	20mL 이상의 물
고기 Slicer(날)	<200	201-399	>400	둥근날 양면모두
청소용 솔	<300	301-599	>600	Brush 바닥부분
도마(생선회용)	<300	301-599	>600	10cm ² 기준으로 전방향
칼(손잡이)	<300	301-599	>600	손잡이 전체와 손과 많이 닿는부분
젖가락(손잡이)	<300	301-599	>600	손이닿는 모든부분
생선회 case(손잡이)	<300	301-599	>600	손잡이부분
계산기 버튼	<300	301-599	>600	계산기 버튼 윗부분을 swab
식탁용 조미료통	<300	301-599	>600	접촉이 많은곳 swab
샷시	<300	301-599	>600	10cm² 를 기준으로 손잡이와 구석 4곳 , 중앙
수세미	<300	301-599	>600	수세미 한쪽 표면
Spray 용기	<300	301-599	>600	스프레이 바닥 전체
휴지통	<500	501-999	>1000	10cm ² 를 기준으로 휴지통 내부의 모든방향













- 1. 시료채취가 끝나면 튜브속에 스왑봉을 집어 넣으세요.
- 2. 장비를 켜 놓지 않았다면 백그라운드 수치를 읽을 수 있도록 장비를 작동시켜 주세요.
- 3. 핸들부위를 눌러서 표면검사 장치를 활성화 시키세요.



시험법



- 4. 활성화 이후, 시약이 잘 섞이도록 5초간 좌우로 흔들어 주세요.
- 5. 스왑봉을 즉시 장비에 넣으시고 수치를 측정하세요.
- 6. 빛의 세기 (RLU)로 표현된 수치를 읽으세요.
- 7. 측정이 완료된 후에는 즉시 스왑봉을 ATP에서 제거하십시오.

*** 스왑봉이 ATP 내에서 누수될 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.











- 활성화 전에는 4시간까지 보관해도 문제가 되지 않습니다. (활성화란 "Click" 전 단계를 말함)
- 활성화는 측정 직전에 해야 하며 활성화 되었다면 30초 이내에 측정하여야 합니다.





Common test points – mixer







Common test points – dairy holding tank



Swab Inside tank

Swab door gasket

Swab sanitary fittings AQT the CIP Rinse water




Swab inside tank



Common test points – meat slicer








Common test points – ribbon blender







Common test points – sanitary connectors





Swab sanitary connections

Use a Water ATP Tests for rinse water through the hoses



ATP를 이용한 수질 검사







사용가능 응용범위

식품 산업:

CIP(청소)용 헹굼액 수질 확인용 간이 시험 식품 및 음료 공장 식품 관련 실험실

기타:

공업 용수 냉각탑 화훼용 용수 펄프 및 종이 제조 공업 수처리 업체 등등



샘플링과 측정법





- 1. 최소 20mL의 용량의 멸균된 용기에 샘플용액을 담고 오염이 안되게 유지한다.
- 2. 장 비 를 켜 놓 지 않 았 다 면 백그라운드 측정을 위해 장비를 켠다. (물 샘플의 공기가 포함되지 않도록 살며시 흔들어 줌).











- 3. 튜브로 부터 스왑봉을 꺼내고,
- 4. 스왑봉을 물검사를 위해 샘플용기에 스왑부분까지 담굼.



시료 채취시 주의사항




- 테스트 전에 샘플이 잘 섞여 있는지 확인
- 세포벽을 깨는 성분이 물로 빠져나가는 것을 막기 위하여 임의로 샘플을 섞으면서 채취하지 말것
- 일정한 부피를 채취하고 테스트 결과의 재현성을 위하여 스왑봉의 목까지 담가 사용할 것



일반적인 결과(RLU) 해석





미생물 수준 및 유기물에 대한 안전한 수준

- 주의: 세척이나 소독실시 후 사용가능
- 부적합: 재 세척이나 소독실시 후 재시험 소독 매뉴얼에 대한 점검 또는 해당 작업도구 교체

